

УЗИ аппарат AcuVista RS880c

ФСЗ 2010/07908

портативный, класс базовый, универсальный, портов для датчиков 1 шт., монитор 10", частота 2.5-8.5 МГц

AcuVista, Китай



Характеристики

Тип	портативный
Класс	базовый
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	1 шт.
Монитор	10"
Частота	2.5-8.5 МГц
Сканирование	линейное / конвексное
Размеры	292×230×41 мм
Вес	2.4 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования	B, B+B, B+M, 4B
---------------------	-----------------

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики

D60 - конвексный датчик. Частота: 2.5 МГц, 3.5 МГц, 5.0 МГц.

DL40 - линейный датчик. Частота: 2.5 МГц, 7.5 МГц, 8.5 МГц.

DR20 - микроконвексный датчик. Частота: 4.5 МГц, 5.0 МГц, 5.5 МГц.

DER13 - вагинальный конвексный датчик. Частота: 5.5 МГц, 6.5 МГц, 7.5 МГц.

DEL40 - ректальный линейный датчик. Частота: 6.5 МГц, 7.5 МГц, 8.5 МГц.

Описание

AcuVista RS880c – полностью цифровой УЗИ портативный сканер размером с ноутбук.

Техническая спецификация:

- серая шкала: 256 цветов;
- кинопетля: 819 кадров;
- преобразование изображения: верх/вниз, вправо/влево, черное/белое;
- локальный зум: 2-х кратный в режиме реального времени и в freeze режиме;
- измерения: Расстояние, площадь, объем, ЧСС, EF;
- время работы от батареи: > 3 часов;
- видеопринтер;
- дополнительная батарея;
- зарядное устройство для автомобиля.