

УЗИ аппарат Alpinion E-cube i7

РЗН 2018/7042

портативный, класс высокий, универсальный, портов для датчиков 1 шт., монитор 15.6", частота 1-17 МГц, ОС DICOM

Alpinion Medical Systems Co. Ltd., Южная Корея



Характеристики

Тип	портативный
Класс	высокий
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	1 шт.
Монитор	15.6"
Частота	1-17 МГц
Сканирование	панорамное
Операционная система	DICOM

Режимы сканирования

Режимы сканирования

- постоянно-волновой доплер CW
- пакеты для кардиологических и сосудистых измерений
- TDI тканевой доплер
- анатомический M-режим
- автоматическая трассировка доплеровского спектра
- двойной динамический дисплей
- Auto IMT автоматический расчет комплекса интима-медиа
- Needle Vision™ - программа улучшения визуализации биопсийной иглы
- SRI / FullSRI™ подавление зернистости и удаление артефактов
- Xpeed™ автоматическая оптимизация изображения нажатием одной кнопки
- THI/FTHI тканевая/ инверсная гармоника
- SCI пространственный компаундинг
- панорамное сканирование
- протоколы DICOM

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики

PВ-С1-6Т - конвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, гинекологии, урологии и сосудистых исследований. Диапазон частот: 1-6 МГц.

PВ-С5-8NT - микроконвексный датчик для абдоминальных исследований, акушерства, неонатологии и педиатрии. Диапазон частот: 5-8 МГц.

PВ-L3-12Т - линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических сосудов, неонатологии и педиатрии. Диапазон частот: 3-12 МГц.

PВ-IO8-17Т - линейный датчик для поверхностных органов и структур, периферических сосудов, неонатологии и педиатрии. Диапазон частот: 8-17 МГц.

PВ-EC3-10Т - внутрисполостные датчик для исследований в гинекологии, акушерстве, урологии. Диапазон частот: 3-10 МГц.

PВ-EV3-10Т - внутрисполостные датчик для исследований в гинекологии, акушерстве, урологии. Диапазон частот: 3-10 МГц.

Описание

УЗИ сканер E-CUBE i7 предназначен как для общих, так и специальных ультразвуковых исследований и вмешательств: регионарной анестезии, экстренной помощи, терапии болевого синдрома и ортопедии.

Отличительной чертой аппарата является технология компании под названием «Needle Vision» («визуализация иглы»), которая помогает отследить ход иглы во время введения при сохранении четкой визуализации окружающих тканей.

Характеристики:

- монитор 15.6"
- раскладывающийся корпус;
- ручка для переноски;
- встроенная аккумуляторная батарея;
- скользящая крышка для защиты клавиатуры;
- гибкий кабель датчиков;
- бесштырьковые коннекторы датчиков.