

УЗИ аппарат Dixon Explorer 2100

ФСР 2010/09404

портативный, класс базовый, универсальный, портов для датчиков 2 шт., монитор 15", частота 2-10 МГц, ОС DICOM, жесткий диск 80 Гб

DIXION, Россия



Характеристики

Тип	портативный
Класс	базовый
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	2 шт.
Монитор	15"
Частота	2-10 МГц
Операционная система	DICOM
Жесткий диск	80 Гб
Размеры	360×410×280 мм
Вес	15 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- В, М, В/В, В/М, В/CFM, В/CFM/D; - дуплексный и триплексный режим; - Compound Imaging; - вторая (тканевая) гармоника; - цветное доплеровское картирование (CFM - Color Flow Mapping); - энергетический доплер (CDE - Color Doppler Energy Mapping); - спектральный импульсно-волновой и постоянно-волновой доплер.
---------------------	---

УЗИ-датчики

C311 – микроконвексный кардиологический датчик, R15 мм, 2-4 МГц.
C344 - конвексный абдоминальный датчик, R40 мм, 2-5 МГц.
C542 – конвексный кардиологический педиатрический датчик, R40 мм, 3-7 МГц.
C611 - микроконвексный педиатрический датчик, R11 мм, 4-8 МГц.
L741 - линейный сосудистый датчик, 46мм, 5-10 МГц.
2P1 - секторный фазированный кардиологический датчик, 2-4 МГц.
5P1 - секторный фазированный кардиологический педиатрический датчик, 4-7 МГц.
6V1 - внутрисполостной датчик, R11, 4-8 МГц.
10L1 - линейный датчик, 36 мм, 5-12 МГц.
10I2 – линейный интраоперационный датчик, 25 мм, 5-10 МГц.
MTEE2 – транссфогаиальный кардиологический датчик, 3-7 МГц.

Описание

Ультразвуковой сканер Эксплорер 2100 - портативная цифровая ультразвуковая система с цветным доплером обладает широкими диагностическими возможностями и прекрасно подходит для работы врача УЗИ диагностики в стационарах и поликлиниках.

Технические характеристики:

- ZOOM: x10
- градаций серой шкалы; 256
- кинопетля; 1000 кадров
- видеовыход: VGA/S-VIDEO/BNC
- USB 2.0, DICOM, ЭКГ выход (II) отведение
- приборная тележка с регулируемой высотой
- переменный: 220 В, 50 Гц,
- блок бесперебойного питания на тележке.