

УЗИ аппарат Hitachi ProSound 2

ФСЗ 2008/03279

стационарный, класс базовый, универсальный, портов для датчиков 2 шт., монитор 10.4", частота 2-13 МГц

Hitachi Ltd., Япония



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	базовый
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	2 шт.
Монитор	10.4"
Частота	2-13 МГц
Размеры	430×390×500 мм
Вес	10 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- В, М, В/В, В/М; - функция высококачественного увеличения изображения Zoom; - функция улучшенной тканевой гармонии Extended Pure Harmonic Echo (ExPHD); - поддержка использования мультисекторных датчиков MFI; - функция Edge Enhancement для улучшенного отображения стенок сосуда при определении толщины комплекса интима-медиа и четкого отображения периферических тканей при скелетно-мышечных исследованиях; - М-режим со свободным позиционированием курсора (дополнительная опция); - пакеты отчетов и измерений для различных отраслей медицины; - функции DICOM.
---------------------	---

УЗИ-датчики

UST-9137 - универсальный конвексный датчик для исследований взрослых. Диапазон частот: 2 - 6 МГц. Угол сканирования: 62°.

UST-934N-3.5 - универсальный конвексный датчик для исследований взрослых. Диапазон частот: 3 - 6 МГц. Угол сканирования: 62°.

UST-944B-3.5 - микроконвексный датчик с широким углом обзора, наилучшим образом подходящий для межреберного сканирования. Диапазон частот: 3 - 6 МГц. Угол сканирования: 96°.

UST-9111-5 - универсальный компактный микроконвексный датчик с широким углом обзора. Диапазон частот: 3.75 - 7.5 МГц. Угол сканирования: 96°.

UST-974-5 - универсальный микроконвексный датчик. Диапазон частот: 3.75 - 7.5 МГц. Угол сканирования: 55°.

UST-981-5 - трансвагинальный датчик с наклонной рукояткой. Диапазон частот: 3.75 - 7.5 МГц. Угол сканирования: 96°.

UST-945B-5 - трансвагинальный датчик с наклонной рукояткой. Диапазон частот: 3.75 - 7.5 МГц. Угол сканирования: 55°.

UST-9145 - трансвагинальный датчик с прямой рукояткой. Диапазон частот: 2 - 8 МГц. Угол сканирования: 136°.

UST-660-7.5 - трансректальный линейный датчик для урологических исследований. Диапазон частот: 5 - 10 МГц. Ширина апертуры: 43 мм.

UST-5551 - универсальный линейный датчик для исследования периферических сосудов и поверхностных органов. Диапазон частот: 4 - 13 МГц. Ширина апертуры: 40 мм.

UST-5512U-7.5 - универсальный линейный датчик для исследования периферических сосудов и поверхностных органов. Диапазон частот: 5 - 10 МГц. Ширина апертуры: 43 мм.

UST-556I-7.5 - продольный линейный датчик для операционного контроля при хирургических вмешательствах. Диапазон частот: 5 - 10 МГц. Ширина апертуры: 43 мм.

UST-5820-5 - сверхширокий низкочастотный продольный линейный датчик для операционного контроля при хирургических вмешательствах. Диапазон частот: 3.75 - 7.5 МГц. Ширина апертуры: 72 мм.

Описание

Черно-белый портативный полностью цифровой ультразвуковой диагностический аппарат ALOKA ProSound 2. Удобен для контроля хирургии и операций, биопсии, быстрого скрининга.

Технические характеристики:

- ЖК дисплей 10.4" с регулируемым углом наклона (10 градусов вперед и 30 градусов назад);
- встроенная клавиатура с функцией двухцветной подсветки;
- 2 активных порта для подключения датчиков;
- USB порт;
- поддержка 18 датчиков для различных исследований;
- сохранение изображений в BMP, Jpeg;
- зуммирование до 6 раз;
- до 4-х фокусов на передачу;
- энергопотребление: до 250 В/А;
- работа только от электросети.