

УЗИ аппарат Mindray DP-50

ФСЗ 2011/10257

портативный, класс базовый, гинекологический,
портов для датчиков 2 шт., монитор 15", частота 2-14
МГц, ОС DICOM, жесткий диск 320 Гб

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Тип	портативный
Класс	базовый
Вид	гинекологический
Количество портов для датчиков	2 шт.
Монитор	15"
Частота	2-14 МГц
Операционная система	DICOM
Жесткий диск	320 Гб
Вес	7.5 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- В, 2В, 4В, М, В+М; - фазированная тканевая гармоника с инверсией импульса; - iStation™ - программа ведения базы данных пациента; - многолучевое сложносоставное сканирование.
---------------------	---

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики

35C50EA - Конвексный датчик, 2.0-6.0 МГц, 50 мм рад.
75L38EA - Линейный датчик, 5.0-10.0 МГц, 38 мм.
75L53EA - Линейный датчик, 5.0-10.0 МГц, 50 мм.
10L24EA - Линейный датчик, 8.0-14.0 МГц, 24 мм.
65EC10EA - Внутриполостной датчик, 5.0-9.0 МГц
65C15EA - Микроконвексный датчик, 5.0-9.0 МГц
65EB10EA - Биплановый эндоректальный датчик
(конвекс + конвекс), 5.0-9.0 МГц, 10 мм рад.

Описание

Mindray DP-50 - цифровая черно-белая ультразвуковая система портативного типа.

Отличительные особенности сканера:

- цифровое формирование луча;
- 15-дюймовый монитор высокого разрешения;
- многофункциональная панель управления со светящейся клавиатурой;
- одновременное подключение двух датчиков;
- работа от сети и от аккумулятора;
- широкий выбор мультимастотных датчиков от 2.0 до 14.0 МГц;
- четыре порта USB, DICOM 3.0;
- iTouch - автоматической оптимизации изображения нажатием одной клавиши;
- iClear - технология подавляющая помехи;
- псевдоокрашивание;
- русифицированное меню.