

УЗИ аппарат Philips ClearVue 350

ФСЗ 2012/12940

стационарный, класс базовый, универсальный, портов для датчиков 4 шт., монитор 19", частота 2-12 МГц, ОС DICOM, жесткий диск 320 Гб

Philips, США



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	базовый
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	4 шт.
Монитор	19"
Частота	2-12 МГц
Операционная система	DICOM
Жесткий диск	320 Гб
Размеры	584×1483×520 мм
Вес	52 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования

- В-режим;
- регулировка угла на линейных датчиках: не меньше +\ 20 градусов;
- автоматическая регулировка частоты визуализации;
- TDI - тканевый доплер;
- широкополосная цифровая технология формирования ультразвукового луча на прием и передачу;
- анатомический М-режим в реальном времени;
- цветной М-режим;
- система автоматической стабилизации яркости;
- режим 3D-сканирования методом «свободной руки»: опция;
- трапециевидная визуализация для линейных датчиков;
- PW - импульсивно-волновой спектральный доплер (имеется возможность отклонения угла);
- М-режим;

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики

C5-2, L12-4, L12-5 38, S4-1.

Описание

Ультразвуковой сканер Philips ClearVue 350 - современная модель стационарного диагностического аппарата. Такой УЗИ-сканер легко размещается даже в ограниченном рабочем пространстве. Его преимущество - сочетание мобильных свойств портативной техники со всеми расширенными возможностями полноценного стационарного УЗИ-сканера. ClearVue 350 создан на инновационной платформе Active Array и имеет интуитивно простой пользовательский интерфейс и улучшенную автоматизацию.