

УЗИ аппарат Philips InnoSight

РЗН 2018/6909

портативный, класс базовый, универсальный, портов для датчиков 1 шт., монитор 11.6", частота 2-12 МГц, ОС DICOM

Philips, США



Характеристики

Тип	портативный
Класс	базовый
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	1 шт.
Монитор	11.6"
Частота	2-12 МГц
Операционная система	DICOM
Вес	2.46 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования

- энергетический доплер - Color Power Angio;
- ЦДК;
- направленный энергетический доплер;
- В-режим;
- М-режим:
- одновременная (многолинейная) визуализация в М-режиме;
- Импульсно-волновой доплер;
- непрерывно-волновой доплер (CW);
- дуплексный режим;
- триплексный режим;
- XRES;
- THI - гармоническая визуализация тканей;
- THI с инверсией импульсов;
- регулировка TGC посредством сенсорного экрана;
- трапециевидная визуализация;
- улучшенная визуализация иглы;
- автоматический расчет IMT.

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики

C6-2 InnoSight - широкополосный конвексный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном 2–6 МГц для высокопроизводительных акушерских, гинекологических, абдоминальных и интервенционных исследований.

L12-4 InnoSight - широкополосный линейный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном 4–12 МГц для исследований сосудов, костно-мышечной системы, легких, нервной системы и малых органов.

C9-4v InnoSight - широкополосный конвексный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном 4–9 МГц и полем обзора 150 градусов для эндовагинальных исследований в акушерстве и гинекологии. Его также можно использовать для урологических исследований.

S4-2 InnoSight - широкополосный секторный датчик с расширенным рабочим частотным диапазоном 2–4 МГц для кардиологических исследований и исследований легких взрослых и детей.

Описание

Портативный УЗИ аппарат Philips InnoSight предоставляет гибкие возможности для проведения сканирования - во врачебном кабинете, в поликлинике или больнице. Удобные функции, такие как работа от аккумулятора или многофункциональная подставка, которую можно использовать в качестве ручки для переноски.

Характеристики:

- интерфейс планшетного типа коренным образом меняет характер взаимодействия с системой, что ускоряет доступ к исследованиям и сокращает число этапов исследования;
- дисплей высокого разрешения с диагональю 11.6 дюйма;
- черно-белый USB-термопринтер Sony UP X898 для высокоскоростной термопечати цифровых изображений;
- длительность работы системы без подключения к сети может достигать 2-х часов.

Пресеты:

- клиническая опция абдоминальных исследований;
- клиническая опция акушерских исследований;
- клиническая опция для гинекологических исследований;
- клиническая опция исследований малых органов;
- клиническая опция урологических исследований;
- клиническая опция исследований плода;
- клиническая опция кардиологических исследований;
- клиническая опция исследований сосудов;
- клиническая опция исследований опорно-двигательного аппарата;
- клиническая опция педиатрических исследований.