

УЗИ аппарат Philips Lumify

РЗН 2018/7814

переносной (карманный), класс базовый,
универсальный, портов для датчиков 1 шт., частота 1-12 МГц

Philips, США



Характеристики

Тип	переносной (карманный)
Класс	базовый
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	1 шт.
Частота	1-12 МГц
Размеры	115×45 мм
Вес	0.140 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования	2D, ЦДК, М-режим.
---------------------	-------------------

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики	C5-2 - широкополосный конвексный датчик для диагностики органов брюшной полости, легких, желчного пузыря, для проведения акушерских исследований. L12-4 - широкополосный линейный датчик для проведения УЗИ поверхностных органов и мягких тканей, опорно-двигательного аппарата, легких и сосудов. S4-1 - широкополосный фазированный датчик оснащен пресетами для кардиологических исследований, диагностики легких и органов брюшной полости, акушерских исследований, а также FAST*-протокола.
-------------	---

Описание

Philips Lumify L12-4 – это multifunctional ручной сканер, который состоит из линейного датчика и программного обеспечения для сенсорных Android-устройств.

Возможности подключения:

- подключение к мобильному устройству разъем Micro-USB;
- подключение к мобильному устройству разъем Type C.

Дополнительные функции:

- язык интерфейса: английский;
- сохранение результатов исследований на устройстве;
- передача файлов исследований по e-mail;
- возможность телемедицинских консультаций в режиме реального времени.

Пресеты:

- клиническая опция абдоминальных исследований;
- клиническая опция акушерских исследований;
- клиническая опция исследований желчного пузыря;
- клиническая опция исследований легких;
- клиническая опция исследований поверхностных структур;
- клиническая опция FAST* протокола;
- клиническая опция исследований мягких тканей;
- клиническая опция кардиологических исследований;
- клиническая опция исследований сосудов;
- клиническая опция исследований опорно-двигательного аппарата.