

УЗИ аппарат Philips Sparq

ФСЗ 2012/13556

стационарный, класс базовый, универсальный, портов для датчиков 4 шт., монитор 21.5", частота 1-12 МГц, ОС DICOM

Philips, США



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	базовый
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	4 шт.
Монитор	21.5"
Частота	1-12 МГц
Операционная система	DICOM
Вес	104.3 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования

- Microfine 2D;
- CPA;
- направленный энергетический доплер;
- постоянно-волновой доплер;
- M-режим;
- цветной M-режим;
- импульсно-волновой доплер;
- импульсно-волновой доплер с высокой частотой повторения импульсов;
- дуплексный режим;
- триплексный режим;
- тканевой доплер;
- тканевая гармоника;
- XRES;
- iScan2D;
- SonoCT;
- серошальная 3D-визуализация в режиме Freehand;
- Pulse inversion;
- GI 3DQ;
- IMT (опция);
- FloVue (опция);
- стресс Эхо (опция).

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики

C5-1 - конвексный датчик PureWave с расширенным рабочим частотным диапазоном 1–5 МГц. Для высокопроизводительных акушерских/гинекологических исследований, а также абдоминальных и инвазивных исследований.

C9-2 - конвексный датчик PureWave с расширенным рабочим частотным диапазоном 2-9 МГц. Для высокопроизводительных абдоминальных и акушерских/гинекологических исследований.

C10-3v - конвексный датчик Purewave с расширенным рабочим частотным диапазоном от 3 до 10 МГц, осевой сектор, с радиусом кривизны 11.5, полем обзора 130 градусов для эндовагинальных исследований.

L12-5 50 - линейный датчик с апертурой 50 мм и расширенным рабочим частотным диапазоном 5–12 МГц для исследований сосудов и малых органов (с компактным разъемом).

S5-1 - секторный датчик с технологией PureWave crystal с расширенным рабочим частотным диапазоном от 1 до 5 МГц для исследований сердца взрослых, абдоминальных, сосудистых исследований, TCD и экстренных исследований.

Описание

Sparq ультразвуковой аппарат для проведения УЗИ «у постели больного».

Характеристики:

- панель управления с удобно сгруппированными клавишами для выбора режимов сканирования, получения данных, печати и выполнения измерений;
- удобно расположенная по центру буквенно-цифровая QWERTY-клавиатура для быстрого ввода данных;
- регуляторы TGC для быстрой оптимизации изображения;
- складывающийся 21.5-дюймовый ЖК-монитор с возможностью свободного перемещения и шарнирным держателем;
- привод DVD;
- встроенный черно-белый термопринтер высокого разрешения медицинского типа для печати изображений.

Дополнительные функции:

- создание структурированных отчетов в формате DICOM;
- анатомический M-режим;
- HighQ;
- протоколы SmartExam;
- Footswitch;
- Keyboard cover;
- iScan Color&Doppler;
- панорамное сканирование;
- 4D визуализация;
- Biometry Assist;
- компрессионная эластография.