

УЗИ аппарат Siemens Acuson Freestyle

РЗН 2015/2436

портативный, класс высокий, универсальный, монитор
15", жесткий диск 16 Гб

Siemens Medical Solutions, США



Характеристики

Тип	портативный
Класс	высокий
Вид	универсальный
Монитор	15"
Жесткий диск	16 Гб
Размеры	34×37×12 мм

Режимы сканирования

Режимы сканирования	2D-режим, ЦДК, энергетический доплер.
---------------------	---------------------------------------

УЗИ-датчики

Siemens L13-5 - линейный датчик, диапазон частот 13 – 5 МГц. Области исследования: абдоминальные исследования, исследования скелетно-мышечной системы, неврология, акушерство и гинекология, исследования малых и поверхностных органов, исследования сосудов.

Siemens L8-3 - линейный датчик, диапазон частот 8 – 3 МГц. Области исследования: абдоминальные исследования, скелетно-мышечная система, акушерство и гинекология, исследование сосудов, малые и поверхностные органы, неврология.

Siemens C5-2 - конвексный датчик, диапазон частот 5-2 МГц. Области исследования: абдоминальные исследования, исследования скелетно-мышечной системы, неврология, акушерство и гинекология, исследования сосудов, исследования малых и поверхностных органов.

Описание

Siemens ACUSON Freestyle - компактный и производительный УЗИ сканер с инновационными беспроводными датчиками.

Технические характеристики:

- VESA-крепление;
- Ethernet;
- 2 USB порта;
- время загрузки менее 30 секунд;
- аккумулятор: 90 минут.