

УЗИ аппарат Siemens Acuson NX2

РЗН 2019/8510

стационарный, класс базовый, универсальный, портов для датчиков 4 шт., монитор 21.5", частота 1.3-12 МГц

Siemens Healthcare Diagnostics, США



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	базовый
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	4 шт.
Монитор	21.5"
Частота	1.3-12 МГц

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- Dynamic TCE - технология динамического контрастирования тканей для быстрого определения стенок органов и заднего акустического усиления; - eSieScan™ – функция, с помощью которой можно заранее запрограммировать перечень базовых сценариев обследований и настроек системы; - eSieLink позволяет включить дистанционное управление в режиме реального времени; - TEQ™ - автоматическая оптимизация картинки в спектральных доплеровских режимах и В-режиме; - FourSight 4D обеспечивает исключительные детали лица плода в четырехмерном режиме. - 3D и 4D объемная визуализация; - PW импульсно-волновой, цветной и энергетический доплер; - тканевая гармоника; - компрессионная эластография.
---------------------	--

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики

5CH2 - конвексный датчик, диапазон частот: 2-5 МГц; □
C8F3 - конвексный датчик, диапазон частот: 3-8 МГц; □
C5-2v - конвексный датчик, диапазон частот: 2-5 МГц;
VF10-5 - линейный датчик, диапазон частот: 5-10 МГц; □
L10-5v - линейный датчик, диапазон частот: 5-12 МГц; □
P4-2 - секторный датчик, диапазон частот: 1.3-4.4 МГц;
EC9-4 - внутриволостной датчик, диапазон частот: 3.3-10.3 MHz/ МГц.

Описание

ACUSON NX2 - система ультразвуковой диагностики для комплексного обследования в различных отраслях медицины.