

УЗИ аппарат Siemens Acuson S1000

РЗН 2017/6106

стационарный, класс экспертный, универсальный,
портов для датчиков 3 шт., монитор 19", частота 1-18
МГц, ОС DICOM

Siemens Medical Solutions, США



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	экспертный
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	3 шт.
Монитор	19"
Частота	1-18 МГц
Сканирование	линейное / конвексное
Операционная система	DICOM

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- 2D; - цветное доплеровское кодирование (ЦДК); - цветное энергетическое доплеровское кодирование (ЭД); - М-режим и цветовой М-режим; - мультислотное сканирование Multi-Hertz™; - тканевая фазово-инверсивная гармоника Ensemble Tissue Harmonic Imaging™; - исследования при помощи датчиков с высокой плотностью расположения элементов Multi-DTM; - технология подавления спекл-шума и улучшения визуализации Dynamic TCE; - технология автоматической оптимизации В-режима и спектральным режимов TEQ ultrasound technology; - технология сложносоставного мультислотного сканирования Advanced SieClear spatial compoun.
---------------------	--

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики

Siemens 4C1 - конвексный датчик для исследования плода, брюшной полости, интраоперационных исследований, малых органов и периферийных сосудов. Диапазон частот 1.8-3.6 МГц. Количество элементов 128.

Siemens 9L4 - Линейный ультразвуковой датчик. Диапазон частот: 4-9 МГц. Радиус/длина рабочей поверхности 50.

Описание

Ультразвуковая система ACUSON S1000™ серии HELX™ Evolution с сенсорным управлением - это новый уровень эффективности рабочих процессов, возможностей визуализации и защиты от устаревания.