

УЗИ аппарат Siemens Acuson SC2000

РЗН 2017/5276

стационарный, класс экспертный, кардиологический,
портов для датчиков 3 шт., монитор 20", частота 1.5-
10 МГц, ОС DICOM

Siemens Medical Solutions, США



Характеристики

Тип	стационарный
Класс	экспертный
Вид	кардиологический
Количество портов для датчиков	3 шт.
Монитор	20"
Частота	1.5-10 МГц
Операционная система	DICOM

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- 2D режимом и 3D; - доплер: цветной, PW, энергетический, CW; - панорамный режим и eSieScan Workflow Protocols; - ATO, Coherent Volume Imaging, тканевая гармоника; - eSieScan, Rapid Volume Stress Echo; - трапециидальное сканирование; - Echo in a Heartbeat, Advanced SieClear.
---------------------	---

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики

6C1 - конвексный (взрослые), диапазон частот: 1.5-6.0 МГц;
10V4 - секторный датчик (эхокардиография новорожденных, в педиатрии, взрослые), диапазон частот: 4-10 МГц;
8V3 - секторный датчик (эхокардиография новорожденных, в педиатрии), диапазон частот: 2.5-8 МГц;
4V1с - секторный датчик (векторный), диапазон частот: 1.0-4.5 МГц; □
9L4 - линейный датчик, диапазон частот: 4-9 МГц;
4Z1с - линейный датчик (эхокардиография у взрослых), диапазон частот: 1.5-3.5 МГц;
Z6Ms - трансэзофагеальный датчик, диапазон частот: 3-6.3 МГц;
V7M - трансэзофагеальный датчик (дети и взрослые), диапазон частот: 4-8 МГц;
V5Ms - трансэзофагеальный датчик, диапазон частот: 3-7 МГц;
Aux CW - карандашный датчик с постоянно – волновым доплером, диапазон частот: 5.0 МГц;
AcuNav 8F - интракардиальный датчик, диапазон частот: 4-10 МГц;
AcuNav 10F - интракардиальный датчик, диапазон частот: 4-10 МГц;
SoundStar 10F - интракардиальный датчик, диапазон частот: 4-10 МГц.

Описание

Siemens Acuson SC2000 - надежный сканер для исследований в области кардиологии и ангиологии.