

Ультразвуковая мойка УЗО-5-01 Медэл

ФСР 2011/10977

объем 5 л, время обработки 1 мин, размеры
430×6400×500 мм

Елатомский приборный завод ОАО, Россия



Характеристики

Объем	5 л
Время обработки	1 мин
Размеры	430×6400×500 мм
Масса	9.6 кг

Дополнительные характеристики

Ультразвуковая ванна УЗО5-01 Медэл применяется для механизированной предстерилизационной очистки в моющем растворе медицинских инструментов и изделий медицинского назначения от загрязнения органического и неорганического характера.

Рабочий объем: 5 литров

Преимущества:

- Удаляет невидимые глазу или расположенные в труднодоступных местах загрязнения.
- В два-три раза снижает затраты времени на обработку медицинских принадлежностей при сохранении высокого качества очистки.
- Уменьшает расход дезинфицирующих средств.
- Ультразвуковые волны равномерно и бережно очищают загрязненные поверхности, сохраняют целостность инструмента.
- Существенно снижает риск получения травм и заражений.

Комплектация:

- Ультразвуковой генератор
- Ультразвуковой излучатель
- Рабочая ванна ЕДПО-5-01 (корпус, поддон, крышка)
- Пластина-отражатель
- Пластиковая подставка

В установках УЗО-МЕДЭЛ ультразвук вводится в раствор **сверху**, что принципиально отличает их от моек с традиционным техническим решением:

