

Вакуум-экстрактор Atmos S 351 Natal

РЗН 2016/3840

производительность 36 л/мин, максимальное разрежение 675 мм. рт. ст.

ATMOS Medizintechnik GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Производительность	36 л/мин
Максимальное разрежение	675 мм. рт. ст.
Регулировка вакуума	0-90 кПа
Уровень шума	-43.9 дБ

Дополнительные характеристики

Вакуум-экстрактор Atmos S 351 Natal выполнен на базе хирургического отсасывателя с управлением микро-процессором и графическим ЖК дисплеем, применяется в акушерстве, гинекологии и неонатологии. Вакуумный экстрактор Атмос S 351 Natal имеет автоматическое управление, автоматический переход в режим ожидания, контроль за уровнем наполнения и автоматическое отключение отсоса при заполнении емкости. Также прибор оснащен фильтром антибактериальным с водоотталкивающим покрытием и имеет электронное определение уровня с системой предотвращения переполнения.

Достоинства:

- высокая производительность;
- длительный срок службы;
- подходит для длительной работы;
- не требует обслуживания;
- большой выбор насадок – как для экстракции плода, так и для прерывания беременности.