

Ванна гидрогальваническая 4-х камерная Истра-4К струйно-контрастная

ФСР 2012/13935

камерная / комбинированная / электрогальваническая
ванна, для верхних конечностей / для нижних
конечностей, заполнение вода минеральная,
полезный объем 12 / 30 л, электротерапия

Физиотехника ООО, Россия



Характеристики

Вид ванны	камерная / комбинированная / электрогальваническая
Тип ванны	для верхних конечностей / для нижних конечностей
Тип процедур	струйно-контрастные
Тип заполнения	вода минеральная
Полезный объем	12 / 30 л

Терапия

Электротерапия	Да
----------------	----

Общие параметры

Подключение горячей и холодной воды	Да
Размеры	1320×1075×1060 мм

Описание

В базовой комплектации 4-х камерная комбинированная ванна «Истра-4К» оборудована термостатическим смесителем $\frac{3}{4}$ ", кранами залива пресной воды в камеры для рук и ног, душевой гигиенической лейкой с краном подачи воды, системой слива-перелива, специальными струевыми форсунками и пластинчатыми электродами, расположенными в каждой из ручной и ножной секции.

- максимальная потребляемая мощность - 500 Вт;
- сила тока - до 1200 мА;
- сила тока в режиме перекрестных токов - до 30 мА;
- общий объем воды, необходимый для проведения одной процедуры - 75-80 л.

Габариты:

- внешние размеры (Д×Ш×В) нижней секция для ног - 990×970×880 мм
- внешние размеры (Д×Ш×В) ванночки для рук - 720×280×240;

- внутренние размеры (Д×Ш×В) ванночки для ног - 425×310×390;
- внутренние размеры (Д×Ш×В) ванночки для рук - 560×180×160.