

Ванна гальваническая для верхних и нижних конечностей Electra

РЗН 2013/226

камерная / комбинированная / электрогальваническая
ванна, для верхних конечностей / для нижних
конечностей, заполнение вода пресная, полезный
объем 13 / 24.5 л, электротерапия

Chirana Progress s.r.o., Словакия



Характеристики

Вид ванны	камерная / комбинированная / электрогальваническая
Тип ванны	для верхних конечностей / для нижних конечностей
Тип процедур	электрогальванические
Тип заполнения	вода пресная
Полезный объем	13 / 24.5 л

Терапия

Электротерапия	Да
----------------	----

Общие параметры

Подключение горячей и холодной воды	Да
Размеры	1280×950×950-975 мм

Описание

- номинальное напряжение - 230 В;
- номинальная частота - 50 Гц;
- номинальная потребляемая мощность - 30 ВА;
- диапазон тока - 25 - 500 мА;
- количество электрод - 9;
- возможность подбора полярности источника;
- сигнализация полярности (у каждого электрода);
- максимальное выходное напряжение - 24 В.