

Ванна медицинская электрогальваническая «Аква-гальваника»

ФСР 2011/10383

комбинированная / электрогальваническая ванна,
полное погружение, полезный объем 320 л,
электротерапия, дисплей

Физиотехника ООО, Россия



Характеристики

Вид ванны	комбинированная / электрогальваническая
Тип ванны	полное погружение
Тип процедур	электрогальванические
Полезный объем	320 л

Терапия

Электротерапия	Да
----------------	----

Общие параметры

Дисплей	Да
Подключение горячей и холодной воды	Да
Размеры	2000×850×900 мм
Вес	130 кг

Описание

- номинальная потребляемая мощность - 500-1500 Вт.