

Ванна терапевтическая для подводного гидромассажа
AQUAMEDEN

ФСЗ 2009/04916

полное погружение, заполнение вода пресная,
полезный объем 550 л, хромотерапия, душ, защита
насоса от холостого хода

Meden-Inmed, Польша



Характеристики

Тип ванны	полное погружение
Тип заполнения	вода пресная
Полезный объем	550 л
Емкость	550 / 550 л

Терапия

Хромотерапия	Да
--------------	----

Гидромассаж

Количество гидромассажных форсунок	11 шт.
------------------------------------	--------

Общие параметры

Душ	Да
Защита насоса от холостого хода	Да
Индикатор температуры	Да
Подводный массаж	Да

Описание

2 колонки, управляемые из внешнего устройства, возможность подключения музыкального центра, mp3 и др., разъем MiniJack, соединение bluetooth - опция. Резервуар на 1 запах, дозирование во время процедуры с помощью кнопки - опция.