

Ванна терапевтическая для подводного гидромассажа AQUANEA

ФСЗ 2009/04916

полное погружение, заполнение вода пресная,
полезный объем 250 л, хромотерапия, душ, защита
насоса от холостого хода

Meden-Inmed, Польша



Характеристики

Тип ванны	полное погружение
Тип заполнения	вода пресная
Полезный объем	250 л
Емкость	270 л

Терапия

Аэромассаж	Да
Хромотерапия	Да

Гидромассаж

Количество гидромассажных форсунок	186 шт.
------------------------------------	---------

Общие параметры

Автоматическое заполнение и слив воды	Да
Душ	Да
Защита насоса от холостого хода	Да
Индикатор температуры	Да
Подводный массаж	Да
Таймер	Да

Описание

9 независимых зон, 5 заводских программ, 3 программы пользователя - опция. 2 колонки, управляемые из внешнего устройства, возможность подключения музыкального центра, mp3 и др., разъем MiniJack, соединение bluetooth - опция. Резервуар на 1 запах, дозирование во время процедуры с помощью кнопки - опция.