

Ванна терапевтическая для подводного гидромассажа
ORIONMED

ФСЗ 2009/04916

полное погружение, заполнение вода пресная,
полезный объем 280 л, хромотерапия, количество зон
гидромассажа 3, душ, защита насоса от холостого
хода

Meden-Inmed, Польша



Характеристики

Тип ванны	полное погружение
Тип заполнения	вода пресная
Полезный объем	280 л
Емкость	280 л

Терапия

Аэромассаж	Да
Хромотерапия	Да

Гидромассаж

Количество гидромассажных форсунок	36 шт.
Количество зон гидромассажа	3

Общие параметры

Автоматическое заполнение и слив воды	Да
Душ	Да
Защита насоса от холостого хода	Да
Индикатор температуры	Да
Подводный массаж	Да
Таймер	Да

Описание

2 колонки, управляемые из внешнего устройства, возможность подключения музыкального центра, mp3 и др., разъем MiniJack, соединение bluetooth - опция. Резервуар на 1 запах, дозирование во время процедуры с помощью кнопки - опция.