

Вата медицинская глазная Медватфарм в рулоне

РЗН 2015/2496

изготовлено по ГОСТ, глазная, материал хлопок,
фасовка рулон, вес 25 г / 50 г / 100 г, стерильно

МЕДВАТФАРМ СООО, Беларусь



Характеристики

Изготовлено по ГОСТ	Да
Вид	глазная
Материал	хлопок
Фасовка	рулон
Вес	25 г / 50 г / 100 г
Стерильность	стерильно

Дополнительные характеристики

Вата глазная изготавливается из 100% хлопкового волокна 1 сорта с соблюдением всех требований ГОСТ 5556-81 «Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия.», по технологии отбеливания без хлора.

Отличительные свойства:

- 100% хлопок 1-го сорта;
- высокая капиллярность и поглотительная способность;
- отсутствие посторонних примесей;
- длинные волокна;
- всегда нейтральная pH-среда;
- отбелено без хлора;
- сохраняет стерильность 5 лет.

Вата медицинская гигроскопическая глазная применяется в медицинских и косметических целях, а также в оптическом приборостроении.

Варианты фасовки:

- рулоны по 25 г / 50 г / 100 г;
- в виде ленты ЗИГ-ЗАГ по 50 г / 100 г.

По согласованию с потребителем возможны иные фасовки и упаковки.