

Вата медицинская хлопко-льняная Медватфарм в рулоне

РЗН 2015/2496

изготовлено по ГОСТ, хирургическая, материал лен / хлопок, фасовка рулон, вес 25 г / 50 г / 100 г / 200 г / 250 г, нестерильно

МЕДВАТФАРМ СООО, Беларусь



Характеристики

Изготовлено по ГОСТ	Да
Вид	хирургическая
Материал	лен / хлопок
Фасовка	рулон
Вес	25 г / 50 г / 100 г / 200 г / 250 г
Стерильность	нестерильно

Дополнительные характеристики

Вата медицинская гигроскопическая льняная производится из льняного и смеси хлопкового и льняного волокна в различных пропорциях. Вата изготавливается по новой технологии отбели, без применения хлора. Соответствует всем требованиям ГОСТ 5556-81.

Вата медицинская льняная обладает теми же свойствами, что и хлопковая, но по некоторым свойствам превосходит её. Льняные волокна содержат природные фенолкарбоновые кислоты, которые обладают бактерицидными и антимикробными свойствами, имеют повышенную гигроскопичность, хорошую теплопроводность и воздухопроницаемость. Целебные свойства льна сохраняются после его термической обработки в процессе изготовления ваты. Ее незаменимые особенности важны в лечении ран, при наложении компрессов и гипсовых повязок, по уходу за лежачими больными. Также она применяется в иных медицинских целях, как и хлопковая.

Вата стерильная заворачивается в оберточную бумагу, обматывается нитью, упаковывается в пергамент и стерилизуется горячим сухим паром. Данный способ стерилизации является безопасным, экологически чистым и позволяет сохранять стерильность ваты в течение 5 лет.

Отличительные свойства льняной ваты:

- антимикробные и бактерицидные свойства льна;
- высокая капиллярность и поглощательная способность;
- хорошая теплопроводность и воздухопроницаемость;
- отсутствие посторонних примесей;
- не вызывает раздражения кожи;

- длинные волокна;
- высокая степень белизны;
- всегда нейтральная РН-среда;
- отбелена без хлора;
- сохраняет стерильность 5 лет.

Фасовка и упаковка:

- рулоны по 25 г / 50 г / 100 г / 200 г / 250 г;
- в виде ленты ЗИГ-ЗАГ по 50 г / 100 г;
- кипы по 1 кг / 2 кг / 5 кг / 10 кг.

По согласованию с потребителем возможны иные фасовки и упаковки.