

Ватные палочки классические LINO

круглая коробка 100 шт. / прямоугольная коробка 200 шт.

МедЛен ООО, Беларусь



Характеристики

Фасовка

круглая коробка 100 шт. / прямоугольная коробка 200 шт.

Дополнительные характеристики

Характеристики ватных палочек:

- ватная головка состоит из натурального хлопка, отбеленного кислородным методом;
- ватная головка надежно крепится к палочке термоспособом, без использования клея;
- гипоаллергенные;
- не оставляют коротких волокон.

Применяются для гигиенических и косметических процедур.

Твердые упаковки по 100 шт., 200 шт.