

Векоподъемник Медин-Урал М806Т

ФСР 2008/02713



длина 130 мм, размер 8 мм / 10 мм / 12 мм / 13 мм / 14 мм / 15 мм / 16 мм

Медин-Урал ООО, Россия

Характеристики

Длина	130 мм
Размер	8 мм / 10 мм / 12 мм / 13 мм / 14 мм / 15 мм / 16 мм

Дополнительные характеристики

Векоподъемник (desmres lid retracto)



диаметр ручки 5 мм

длина общая 130 мм

Номер модели	Ширина лопатки, мм
M806T 8.0 (детский)	8.0
M806T 10.0	10
M806T 12.0	12
M806T 13.0	13
M806T 14.0	14
M806T 15.0	15
M806T 16.0	16