


Векорасширитель Медин-Урал рамочный М953Т (Л/П) М953.1Т (Л/П)

ФСР 2008/02713

с механизмом блокировки, длина 45 мм, опоры
сплошные / прямоугольные закрытые, опоры 13 мм,
круглые бранши, титан

Медин-Урал ООО, Россия



Характеристики

Тип	с механизмом блокировки
Длина	45 мм
Тип опор	сплошные / прямоугольные закрытые
Длина опор	13 мм
Бранши	круглые
Для взрослых	Да
Материал	титан

Дополнительные характеристики

Векорасширитель рамочный (eye speculum) М953Т (Л/П) М953.1Т (Л/П):

- опоры проволочные 13 мм;
- длина общая 45 мм;
- ширина общая 44 мм;
- Л - левый / П - правый.