


Векорасширитель темпоральный аспирационный по Барракеру, прямоугольные открытые опоры 14 мм

ФС 02012003/0115-04

височный, аспирационный / пружинный , опоры
прямоугольные открытые, опоры 14 мм, круглые
бранши, титан



ПТО МЕДТЕХНИКА ООО г. Казань, Россия

Характеристики

Вид	височный
Тип	аспираторный / пружинный
Тип опор	прямоугольные открытые
Длина опор	14 мм
Бранши	круглые
Для взрослых	Да
Материал	титан