


Векорасширитель темпоральный аспирационный по Барракеру,
V-образные открытые опоры 14 мм

ФС 02012003/0115-04

височный, аспирационный / пружинный , опоры V-
образные открытые, опоры 14 мм, круглые бранши,
титан



ПТО МЕДТЕХНИКА ООО г. Казань, Россия

Характеристики

Вид	височный
Тип	аспирационный / пружинный
Тип опор	V-образные открытые
Длина опор	14 мм
Бранши	круглые
Для взрослых	Да
Материал	титан