

Велоэргометр Cardioline xr100

РЗН 2017/5506

велоэргометр, управление программное / ручное, с дисплеем, с электрокардиографом, вес пациента до 160 кг, 15 программ, 900×575×1350

Cardioline S.p.A., Италия



Характеристики

Вид	велоэргометр
Управление	программное / ручное
С дисплеем	Да
Электрокардиограф	Да
Максимальный вес пациента	160 кг

Велотренажер

Количество программ велоэргометра	15
Диапазон нагрузки	6-999 Вт
Индикация нагрузки	Да
Размер	900×575×1350 мм
Вес	64 кг

Дополнительные характеристики

Велоэргометр Cardioline xr100 - высокопроизводительный велоэргометр для проведения нагрузочных тестов ЭКГ, как для независимого использования, так и в составе стресс-тест системы, совместно с компьютерным электрокардиографом, компьютером и программным обеспечением substress.

Широкий спектр регулировок позволяет настроить велоэргометр для удобного размещения любого пациента. А встроенная контрольная панель помогает отслеживать все необходимые параметры теста и своевременно вносить изменения в ходе его проведения.

Особенности велоэргометра:

- независимый от скорости вращения педалей принцип работы;
- диапазон нагрузки: 6 - 999 Вт;
- диапазон скорости: 30 - 130 об/мин;

- шаг нагрузки программируется пользователем;
- максимальный вес пациента - 160 кг;
- ЖК Дисплей: 68×34 мм, 128×64 пикселя (модель Р), 115×88 мм, 320×240 пикселей (модель К);
- дополнительный дисплей для отображения скорости (в оборотах в минуту);
- ручное и автоматическое управление;
- отображаемые параметры на контрольной панели: уровень нагрузки, обороты в минуту, время;
- встроенный модуль регистрации артериального давления (опционально);
- электромагнитный тормоз;
- потребляемая мощность - 60 Вт (максимум);
- электропитание - 100 - 240 В / 50 - 60 Гц;
- габариты (Д×Ш×В): 900×575×1350 мм;
- вес - 64 кг.