

Велоэргометр Ergoline Ergoselect 200

ФСР 2011/11387

велоэргометр, управление программное / ручное, с дисплеем, вес пациента до 160 кг, 15 программ, обороты 30-130 об./мин., 900×460×1350

Ergoline, Германия



Характеристики

Вид	велоэргометр
Управление	программное / ручное
С дисплеем	Да
Максимальный вес пациента	160 кг

Велотренажер

Количество программ велоэргометра	15
Диапазон нагрузки	6-999 Вт
Датчик оборотов	30-130 об./мин.
Индикация нагрузки	Да
Размер	900×460×1350 мм
Вес	67 кг

Дополнительные характеристики

Велоэргометр Ergoline Ergoselect 200 отличается уникальными дополнительными возможностями - плавной регулировкой рукояток и возможностью регулировки высоты седла (вместе с пациентом) с помощью электропривода. Благодаря встраиванию различных модулей появляется гибкая возможность собрать эргометр, полностью отвечающий всем потребностям.

Особенности велоэргометра:

- максимальная допустимая масса тела пациента - **160 кг**;
- моторизованная регулировка высоты сиденья в сочетании с панелью защиты при наклоне;
- плавная механическая регулировка высоты рукоятки и поворота рукоятки на 360°;
- **протокол интерфейса ergoline считается отраслевым стандартом** - все ведущие изготовители систем ЭКГ поддерживают вариант управления эргометрами компании ergoline в своих системах стресс-тестов с ЭКГ или

системах эргоспирометрии;

- широкий диапазон вариантов соединения гарантирует надежную связь с внешними системами, например, компьютерными системами ЭКГ или электрокардиографами;
- в дополнение к стандартным интерфейсам RS-232 и USB предлагаются **беспроводные соединения** через Bluetooth или WLAN;
- карта памяти ergoline позволяет хранить до 10 заранее настроенных протоколов тренировок (всех форм) и данные 60 сеансов. Данные с карты памяти можно загрузить в базу данных приложения opticare basic, и все сеансы тренировки будут доступны для документирования и анализа;
- пульт управления типа «Р» в сочетании с управлением с помощью компьютерных систем ЭКГ или электрокардиографов позволяет выполнять стресс-тесты в автономном режиме (10 пользовательских протоколов), а также управлять эргометром в ручном режиме;
- модуль автоматического измерения артериального давления работает со специально разработанным микрофоном для манжеты (опционально);
- широкий выбор цвета корпуса эргометра.