

Велоэргометр Нейрософт Kettler E3

ФСР 2010/06875

велоэргометр, управление программное / ручное, с дисплеем, вес пациента до 150 кг, 1150×540×1250

НейроСофт ООО, Россия



Характеристики

Вид	велоэргометр
Управление	программное / ручное
С дисплеем	Да
Максимальный вес пациента	150 кг

Велотренажер

Размер	1150×540×1250 мм
Вес	44 кг

Дополнительные характеристики

Велоэргометр Нейрософт Kettler E3 - самая совершенная на сегодняшний день электромагнитная система нагружения с электронной регулировкой сопротивления, позволяющая плавно регулировать уровень нагрузки с минимальными шагами. Регулировки руля, наклона дисплея, сидения в двух плоскостях, компенсаторы неровности пола.

Особенности велоэргометра:

- электромагнитная система нагружения;
- диапазон нагрузки: 25 - 400 Вт (не зависит от скорости);
- шаг изменения нагрузки - не менее 1 Вт;
- максимальный вес пациента - 150 кг;
- габариты - 1150×540×1250 мм;
- вес - 44 кг.