

Велоэргометр Нейрософт Lode Corival

ФСР 2010/06875

велоэргометр, управление программное / ручное, с дисплеем, вес пациента до 160 кг, 1150×600×1140

НейроСофт ООО, Россия



Характеристики

Вид	велоэргометр
Управление	программное / ручное
С дисплеем	Да
Максимальный вес пациента	160 кг

Велотренажер

Диапазон нагрузки	7-750 Вт
Размер	1150×600×1140 мм
Вес	52 кг

Дополнительные характеристики

Велоэргометр Lode Corival - новинка рынка велоэргометров. Распространен во всем мире, имеет оптимальное соотношение цена / качество.

Особенности велоэргометра:

- электромагнитная система нагружения;
- диапазон нагрузки 7 - 750 Вт (не зависит от скорости);
- шаг изменения нагрузки не менее 1 Вт;
- максимальный вес пациента - 160 кг;
- модуль измерения артериального давления (опционально);
- габариты: 1150×600×1140 мм;
- вес - 52 кг.