

Вешалка для рентгенкабинета Артинокс АТ-В01v передвижная

ФСЗ 2010/06374

передвижное устройство, количество средств защиты
5

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	передвижное устройство
Количество хранимых средств защиты	5

Дополнительные характеристики

Вешалка для рентгенкабинета АТ-В01v Артинокс.

Каркас: металл в полимере.

Плечи из нержавеющей стали, 5 шт.

Возможно изготовление **настенного** или **мобильного варианта**.

Габаритные размеры (Ш×Г×В, мм): 550×610×1540.