

Детские весы для новорожденных Tanita 1583

ФСЗ 2009/04514

электронные весы, для новорожденных / для детей,
настольные, максимальный вес 20 кг, дискретность 10
г, без ростомера, дисплей жидкокристаллический,
размер платформы: 570×420 мм, масса 2.18 кг

Tanita Corporation, Япония



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для новорожденных / для детей
По способу установки	настольные
Предел взвешивания	20 кг
Дискретность шкалы	10 г
Допустимая погрешность	10 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	570×420 мм
Габариты	290×270×50 мм
Вес	2.18 кг

Дополнительные характеристики

Весы детские Tanita 1583 предназначены для взвешивания маленьких детей. Кювета весов имеет специальную форму, удобную для младенца, её можно снять и превратить весы в напольные для взвешивания детей постарше, до 6 лет.

Особенности электронных детских весов Танита 1583:

- точность взвешивания - до 20 г;
- съемный кувез;
- технология Motion-Stop для определения веса движущегося младенца;
- удобная функция тарирования для вычитания веса объекта, помещенного на весы перед взвешиванием;
- функция автоотключения после замера веса;
- габариты: 290×270×50 мм + кювета 570×420 мм.