

Детские весы для новорожденных Tanita 1584

ФСЗ 2009/04514

электронные весы, для новорожденных / для детей,
напольные / настольные, максимальный вес 20 кг,
дискретность 10 г, без ростомера, дисплей
жидкокристаллический, размер платформы: 270×546
мм, масса 2.5 кг

Tanita Corporation, Япония



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для новорожденных / для детей
По способу установки	напольные / настольные
Предел взвешивания	20 кг
Дискретность шкалы	10 г
Допустимая погрешность	20 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	270×546 мм
Габариты	270×270×40 мм
Вес	2.5 кг

Дополнительные характеристики

Весы детские Tanita 1584 относятся к профессиональным измерительным устройствам, поскольку позволяют определить вес младенца с очень высокой точностью, до 20 г.

Особенности детских электронных весов Танита 1584:

- дискретность шкалы - 10 г;
- высокая точность измерения;
- съёмная ювета позволяет использовать весы в качестве напольных для детей до 6 лет;
- технология Motion-Stop для определения веса движущегося младенца;
- удобная функция тарирования для вычитания веса объекта, помещенного на весы перед взвешиванием;
- ЖК дисплей 15×50 мм;
- тип питания: от батареек;

- автоматическому выключению после окончания взвешивания.