

Детские весы для новорожденных Tanita 590

ФСЗ 2009/04514

электронные весы, для новорожденных, настольные,
максимальный вес 20 кг, дискретность 10 г, с
ростомером, дисплей жидкокристаллический, масса
2.05 кг

Tanita Corporation, Япония



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для новорожденных
По способу установки	настольные
Предел взвешивания	20 кг
Дискретность шкалы	10 г
Ростомер	с ростомером
Дисплей	жидкокристаллический
Габариты	580×400×100 мм
Вес	2.05 кг

Дополнительные характеристики

Детские весы Танита 590 - электронные весы для взвешивания новорожденных.

Особенности детских весов Tanita:

- расчёт разницы между последним и предыдущим взвешиванием;
- ЖК дисплей 35×72 мм;
- технология Motion-Stop для определения веса движущегося младенца;
- удобная функция тарирования для вычитания веса объекта, помещенного на весы перед взвешиванием;
- автоотключение после измерения веса;
- питание от четырех пальчиковых батареек.