

Детские весы для новорожденных Tanita BD-815MA

ФСЗ 2009/04514

электронные весы, для новорожденных, настольные,
максимальный вес 15 кг, дискретность 2 г / 5 г, с
ростомером, дисплей жидкокристаллический, масса
4.9 кг

Tanita Corporation, Япония



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для новорожденных
По способу установки	настольные
Предел взвешивания	15 кг
Дискретность шкалы	2 г / 5 г
Допустимая погрешность	2 г / 5 г
Ростомер	с ростомером
Дисплей	жидкокристаллический
Габариты	600x405x155 мм
Вес	4.9 кг

Дополнительные характеристики

Весы детские медицинские Tanita BD-815 MA - высокоточные электронные весы для новорожденных, подходящие для использования в клиниках и родильных домах.

Особенности детских весов Таниа BD-815MA:

- весы детские медицинские электронные;
- съемный кувез;
- весы имеют цену деления 2 г при весе до 6 кг и 5 г при весе от 6 до 15 кг;
- сохранение результата текущего измерения в память при нажатии кнопки «Memory»;
- технология Motion-Stop для определения веса двигающегося младенца;
- удобная функция тарирования для вычитания веса объекта, помещенного на весы перед взвешиванием;
- Функция «прибавка в весе». Сохраните вес до грудного вскармливания, а затем взвесьте малыша после кормления. Увеличение веса автоматически отобразится при нажатии кнопки «Weight gain».
- Автоотключение весов через 15 минут неиспользования (возможно изменить время автоматического отключения на 20, 30, 60 минут или отключить его совсем);

- сетевой разъем RS-232 для связи и передачи информации на внешние устройства (компьютер, принтер);
- весы могут работать от сети и от съемных батареек.