

Весы-кресло медицинские электронные Seca 952

ФСЗ 2010/07365

электронные весы, для взрослых, напольные, для инвалидов, максимальный вес 200 кг, дискретность 100 г, без ростомера, дисплей жидкокристаллический, масса 22.4 кг

Seca GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Для инвалидов	Да
Предел взвешивания	200 кг
Дискретность шкалы	100 г
Допустимая погрешность	100 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Габариты	563×897×956 мм
Вес	22.4 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские Seca 952 для взвешивания пациентов в сидячем положении выдерживают максимальную нагрузку 200 кг.

Особенности весов Seca 952:

- функция тарирования позволяет отдельно определять новый добавленный вес;
- функция удержания позволяет персоналу сначала позаботиться о пациенте, а затем прочитать результат измерения;
- автоотключение после использования весов;
- откидные подлокотники и подножки, блокираторы для колес, эргономичное сиденье и колесики, которые вместе с эргономичной ручкой упрощают передвижение кресла;
- весы можно транспортировать к пациенту в палату или перемещать его прямо на них;
- источник питания: батарея.