

Весы-кресло медицинские электронные Seca 954

ФСЗ 2010/07365

электронные весы, для взрослых, напольные, для инвалидов, максимальный вес 300 кг, дискретность 100 г, без ростомера, дисплей жидкокристаллический, масса 24.5 кг

Seca GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Для инвалидов	Да
Предел взвешивания	300 кг
Дискретность шкалы	100 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Габариты	563 x 897 x 978 мм
Вес	24.5 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские Seca 954 используются в основном в больницах, врачебных кабинетах и стационарах для престарелых и инвалидов. Весы служат для обычного взвешивания с целью определения веса и общего состояния питания, а также помогают лечащему врачу поставить диагноз или выбрать подходящее лечение.

Особенности весов Seca 954:

- беспроводная технология SECA 360 ° позволяет быстро отправиться полученные измерения на ПК или на принтер;
- питание от сети / от аккумулятора;
- цену деления - 50 г;
- с помощью SECA 954 можно взвешивать детей, которые еще не могут самостоятельно стоять;
- функция расчета ИТМ – индекса массы тела;
- функция тарирования;
- функция демпфирования, благодаря которой можно получить точный вес несмотря на сопутствующие процессу взвешивания помехи;

- защита от перегрузки.