

Весы медицинские AND UC-911BT

ФСЗ 2010/07277

электронные весы, для взрослых, напольные,
максимальный вес 200 кг, дискретность 100 г, без
ростомера, дисплей жидкокристаллический, размер
платформы: 320×314 мм, масса 2.7 кг

A&D Company Ltd., Япония



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Предел взвешивания	200 кг
Дискретность шкалы	100 г
Допустимая погрешность	100 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	320×314 мм
Габариты	320×314×35 мм
Вес	2.7 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские AND UC-911BT - напольные электронные весы с функцией передачи данных по Bluetooth.

Особенности весов медицинских напольных AND UC-911BT:

- наивысший предел взвешивания 200 кг;
- дискретность - 100 г;
- автоматическое включение и выключение;
- совместимость с мобильными устройствами через Bluetooth;
- бесплатное программное обеспечение для мобильных устройств на платформах Android;
- встроенные часы реального времени.