

Весы медицинские Detecto 2391

ФСЗ 2012/11932

механические весы, для взрослых, напольные,
максимальный вес 180 кг, дискретность 100 г, с
ростомером, дисплей отсутствует, размер
платформы: 267×368 мм, масса 17.6 кг

Detecto Scale Company, США



Характеристики

Тип весов	механические весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Предел взвешивания	180 кг
Дискретность шкалы	100 г
Допустимая погрешность	100 г
Ростомер	с ростомером
Дисплей	отсутствует
Размер платформы	267×368 мм
Вес	17.6 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские Detecto 2391 - это весы со средней стальной колонной, расположенные на уровне глаз, с колесами для удобной транспортировки. В этих весах используются метрические единицы измерения веса и роста, а также имеется литая под давлением балка для взвешивания, которая может считываться с обеих стороны шкалы.

Особенности весов Detecto 2391:

- предел взвешивания - 180 кг;
- дискретность - 100 г;
- возможность считывать показания по обе стороны шкалы;
- колеса для удобной транспортировки весов;
- высота ростомера: 76 - 198 см.