

Весы медицинские Detecto 6127KG / 6129KG

ФСЗ 2012/11515

электронные весы, для взрослых, напольные,
максимальный вес 220 кг, дискретность 100 г, с
ростомером / без ростомера, дисплей
жидкокристаллический, размер платформы: 270×370
мм, масса 14 кг

Detecto Scale Company, США



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Предел взвешивания	220 кг
Дискретность шкалы	100 г
Допустимая погрешность	100 г
Ростомер	с ростомером / без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	270×370 мм
Вес	14 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские Detecto 6127KG / 6129KG для взвешивания дома, в медицинских учреждениях и в клинических кабинетах.

Модели Detecto 6127KG / 6129KG:

Наименование	Предел взвешивания	Вес	Наличие ростомера
Detecto 6127KG	220 кг	14 кг	без ростомера
Detecto 6129KG	220 кг	15 кг	с ростомером

Особенности весов :

- предел взвешивания - 225 кг;

- дискретность - 100 г;
- один датчик веса;
- расчет индекса массы тела (ИМТ);
- большой ЖК-дисплей высотой 19 мм;
- питание: 6 батареек АА или дополнительного адаптера переменного тока.