

Весы медицинские Detecto 6550KGEU

ФСЗ 2012/11515

электронные весы, для взрослых, напольные, для инвалидов, максимальный вес 450 кг, дискретность 100 г, без ростомера, дисплей жидкокристаллический, размер платформы: 810×910 мм, масса 45 кг

Detecto Scale Company, США



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Для инвалидов	Да
Предел взвешивания	450 кг
Дискретность шкалы	100 г
Допустимая погрешность	100 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	810×910 мм
Габариты	810×910×560 мм
Вес	45 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские Detecto 6550KGEU - складные портативные весы для инвалидных колясок.

Особенности весов Detecto 6550KGEU:

- предел взвешивания - 450 кг;
- размер платформы 810×910 мм;
- расчёт индекса массы тела (ИМП);
- одностороннее взвешивание с клавиатурой и кнопочной тарой;
- вертикальный режим для транспортировки и хранения;
- удобная транспортировка на интегральных колесах;
- Wi-Fi и Ethernet опционально;

- питание: 6 С Аккумуляторы (не входят в комплект поставки).