

Весы для новорожденных Detecto 6745

ФСЗ 2012/11515

электронные весы, для новорожденных, настольные,
максимальный вес 15 кг, дискретность 5 г, с
ростомером, дисплей жидкокристаллический, размер
платформы: 660×310 мм

Detecto Scale Company, США



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для новорожденных
По способу установки	настольные
Предел взвешивания	15 кг
Дискретность шкалы	5 г
Допустимая погрешность	5 г
Ростомер	с ростомером
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	660×310 мм
Габариты	660×360×190 мм

Дополнительные характеристики

Весы медицинские Detecto 6745 для новорожденных могут взвесить даже самого активного ребенка. С пошаговыми инструкциями прямо на клавиатуре никогда не возникает вопросов о том, что делать дальше.

Особенности весов Detecto 6745:

- предел взвешивания - 15 кг;
- размер лотка: 660 Ш × 310 Д мм;
- габариты весов: 660 × 360 × 190 мм;
- выбор единиц измерения: фунты / унции / килограммы;
- функция фиксации веса, которая компенсирует типичные движения новорожденного;
- функция удержания: после разгрузки весов результат остается на дисплее;
- функция автоматического отключения после определенного времени неиспользования;
- режим сна;
- ЖК-дисплей;
- ростомер (линейка встроенная) длина до 56 см;

- фиксирующий штифт для легкого извлечения лотка для очистки;
- питание: 6 батарей С, адаптер переменного тока.