

Весы для новорожденных Detecto 8435

ФСЗ 2012/11515

электронные весы, для новорожденных, настольные,
максимальный вес 60 кг, дискретность 5 г, с
ростомером, дисплей жидкокристаллический, размер
платформы: 560×370×110 мм

Detecto Scale Company, США



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для новорожденных
По способу установки	настольные
Предел взвешивания	60 кг
Дискретность шкалы	5 г
Допустимая погрешность	5 г
Ростомер	с ростомером
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	560×370×110 мм
Габариты	560×530×950 мм

Дополнительные характеристики

Весы медицинские Detecto 8435 для новорожденных - надежные и точные весы для педиатрического взвешивания.

Особенности весов Detecto 6745:

- предел взвешивания - 59 кг;
- выбор единицы измерения: фунты / килограммы;
- встроенная измерительная лента позволяет медицинскому работнику одновременно измерять вес и рост;
- функция тарирования;
- функция компенсации устанавливает точный вес, компенсируя типичное движение ребенка;
- функция блокировки удерживает вес на дисплее после разгрузки весов;
- встроенная измерительная лента от 0 до 53 см;
- легко читаемый высококонтрастный ЖК-дисплей;
- питание от 6 батареек AA (не входят в комплект) или опционального адаптера переменного тока.