

Весы для новорожденных Detecto 8440

ФСЗ 2012/11515

электронные весы, для новорожденных / для детей,
настольные, максимальный вес 20 кг, дискретность 10
г, без ростомера, дисплей жидкокристаллический,
размер платформы: 524×267×102 мм, масса 3.6 кг

Detecto Scale Company, США



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для новорожденных / для детей
По способу установки	настольные
Предел взвешивания	20 кг
Дискретность шкалы	10 г
Допустимая погрешность	10 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	524×267×102 мм
Габариты	247.7×285.8×190.5 мм
Вес	3.6 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские для новорожденных Detecto 8440 обеспечивают точное и безопасное взвешивание младенцев и детей ясельного возраста, идеально подходят медицинских клиник и домашнего наблюдения.

Особенности весов Detecto 8440 для новорожденных:

- съемный лоток для использования в качестве напольных весов для детей до 20 кг;
- ЖК-экран высотой 25 мм;
- источник питания: 4 батарейки AA или адаптер переменного тока;
- выбор единиц измерения: фунт / килограмм;
- функция удержание значений после разгрузки весов;
- функция памяти для сравнения текущего и сохраненного веса;
- функция часов: время и дата.