

Весы медицинские Detecto BRW 1000

ФСЗ 2012/11515

электронные весы, для взрослых, напольные, для инвалидов, максимальный вес 450 кг, дискретность 200 г, без ростомера, дисплей жидкокристаллический, размер платформы: 810×1010×50 мм, масса 54 кг



Detecto Scale Company, США

Характеристики

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Тип весов              | электронные весы     |
| Возрастная категория   | для взрослых         |
| По способу установки   | напольные            |
| Для инвалидов          | Да                   |
| Предел взвешивания     | 450 кг               |
| Дискретность шкалы     | 200 г                |
| Допустимая погрешность | 100 г                |
| Ростомер               | без ростомера        |
| Дисплей                | жидкокристаллический |
| Размер платформы       | 810×1010×50 мм       |
| Габариты               | 810×1010×50 мм       |
| Вес                    | 54 кг                |

Дополнительные характеристики

**Весы медицинские Detecto BRW 1000** предназначена для установки новых сверхшироких инвалидных колясок и обеспечивает все необходимое для взвешивания пациентов с ожирением.

**Особенности весов BRW 1000:**

- сверхпрочная конструкция;
- ширина платформы - 1010 мм (вмещает бариатрические инвалидные коляски);
- расчет индекса массы тела (ИМТ);
- сохранение веса пациента при сохранении отдельно веса тары;
- выбор единиц измерения: фунты / унции / кг / г;
- высококонтрастный ЖК-дисплей - 17 мм;
- дисплей соединен с весами длинным спиральным кабелем, длина которого составляет до 4.2 м;

- выносной пульт управления с возможность установки на столе или стене;
- мембранная клавиатура;
- USB, последовательный выход;
- последовательное подключение с поддержкой EMR;
- встроенные колеса позволяют вращать весы в любом месте;
- питание (опция) - 6 батареек С типа или адаптер.