

Весы медицинские Detecto EU522

ФСЗ 2012/11515

электронные весы, для взрослых, напольные,
максимальный вес 200 кг, дискретность 100 г, без
ростомера, дисплей жидкокристаллический, размер
платформы: 260×340 мм

Detecto Scale Company, США



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Предел взвешивания	200 кг
Дискретность шкалы	100 г
Допустимая погрешность	100 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	260×340 мм
Габариты	260×340×950 мм

Дополнительные характеристики

Весы медицинские Detecto EU522

Особенности весов Detecto EU522:

- предел взвешивания - 200 кг;
- размер платформы - 260×340 мм;
- вычисление индекса массы тела;
- клавиша блокировки / отпущения для просмотра веса после разгрузки весов;
- высококонтрастный ЖК-дисплей - 19 мм;
- противоскользящее основание для пациента;
- ростомер присутствует в модели EU522HR;
- питание — 6 батареек AA типа alkaline / дополнительный адаптер переменного тока.