

Весы для новорожденных Detecto MB130

ФСЗ 2012/11515

электронные весы, для новорожденных, настольные, максимальный вес 20 кг, дискретность 5 г, с ростомером, дисплей жидкокристаллический, размер платформы: 559×287×940 мм, масса 2.4 кг

Detecto Scale Company, США



Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для новорожденных
По способу установки	настольные
Предел взвешивания	20 кг
Дискретность шкалы	5 г
Допустимая погрешность	10 г
Ростомер	с ростомером
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	559×287×940 мм
Габариты	559×333×102 мм
Вес	2.4 кг

Дополнительные характеристики

Весы медицинские Detecto MB130 - медицинские электронные настольные весы для взвешивания новорожденных.

Особенности весов Detecto MB130:

- предел взвешивания - 20 кг, дискретность - 5 г;
- функция автоматического отключения через 2 минуты;
- функция тарирования компенсирует вес одеял и подгузников;
- функция удержания веса на дисплее после разгрузки весов;
- функция потребления грудного молока сравнивает вес ребенка до и после кормления;
- выбор единицы измерения: кг / фунт;
- интегрированная измерительная лента;
- вместительный лоток для взвешивания;

- возможность установки дополнительного стержня с делениями для измерения роста.