

Весы медицинские Detecto ProDoc

ФСЗ 2012/11515

электронные весы / механические весы, для взрослых, напольные, максимальный вес 220 кг, дискретность 100 г, без ростомера, дисплей жидкокристаллический, размер платформы: 318×330 / 318×419 / 368×419 мм

Detecto Scale Company, США



Характеристики

Тип весов	электронные весы / механические весы
Возрастная категория	для взрослых
По способу установки	напольные
Предел взвешивания	220 кг
Дискретность шкалы	100 г
Допустимая погрешность	100 г
Ростомер	без ростомера
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	318×330 / 318×419 / 368×419 мм
Габариты	85×318×330 / 222×318×419 / 86×318×419 / 86×368×419 мм мм

Дополнительные характеристики

Весы медицинские Detecto ProDoc PD

Модели ProDoc PD:

Наименование	Расположение дисплея	Грузоподъемность	Габариты (В×Ш×Д)
Detecto ProDoc PD100	выносной дисплей	220 кг	85×318×330 мм
Detecto ProDoc PD200	напольный дисплей	220 кг	222×318×419 мм
Detecto ProDoc PD300	дисплей на уровне глаз	200 кг	86×318×419 мм
Detecto ProDoc PD300 MHR	дисплей на уровне глаз (цифровая колонна)	200 кг	86×368×419 мм
Detecto ProDoc PD300 DHR	дисплей на уровне глаз (механическая колонна)	200 кг	86×368×419 мм

Особенности весов :

- преобразование в метрическую систему (вес и рост);
- калькулятор индекса массы тела (ИМТ);
- функция памяти (сохранение и вызов до четырех значений);
- настраиваемый спящий режим (до 9 минут);
- выбор единицы измерения: фунты / килограммы;
- индикатор уровня заряда.